

Anti-Tlr2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O60603

Artikelnummer: CM0002928



Einführung

Hochwertiger TLR2 Kaninchen monoklonaler Antikörper (O60603) für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA-Anwendungen, kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Geeignet für die Untersuchung der angeborenen Immunität, TLR2-Signalübertragung und bakteriellen Infektionswege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TLR2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TIL4; CD282; TLR2
Spezies	Mensch
Genen-ID	7097
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-784 von menschlichem TLR2 (NP_003255.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O60603
Proteinmasse	90kDa
Versand	Eisbeutel