

Anti-Tlr2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O60603

Artikelnummer: CM0028811



Einführung

Hochwertiger Anti-TLR2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, Maus- und Ratten-TLR2 (90 kDa). Ideal für die Erforschung der angeborenen Immunität, von Infektionen und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TLR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TIL4; CD282; TLR2
Spezies	Mensch
GeneID (human)	7097
GeneID	7097
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 636-784 des menschlichen TLR2 (NP_003255.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60603
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eistasche