


Anti-Tlr3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15455

Artikelnummer: CM0017639



Einführung

TLR3 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Er erkennt menschliches, murines und rattes TLR3 und ist ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität und Virusinfektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	TLR3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD283; IIAE2; IMD83; TLR3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7098
Gen-ID	7098
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 500-700 von menschlichem TLR3 (NP_003256.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15455
Proteingewicht	104kDa
Versand	Eisbeutel