


Anti-Tlr4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - 000206

Artikelnummer: CM0018147



Einführung

TLR4 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TLR4, validiert für WB, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem TLR4; ideal für die Erforschung der angeborenen Immunität und entzündlicher Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TLR4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TOLL; CD284; TLR-4; ARMD10; TLR4
Spezies	Human
GeneID (Human)	7099
GeneID	7099
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-228 von humanem TLR4 (NP_612564.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	000206
Protein-Gewicht	96kDa
Versand	Eistasche