


Anti-Tlr5 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O60602

Artikelnummer: CM0008840



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TLR5, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt das humane TLR5-Protein (~98 kDa). Geeignet für die Forschung zur angeborenen Immunität und entzündlichen Erkrankungen. O60602.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TLR5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SLE1; TIL3; SLEB1; MELIOS; TLR5
Spezies	Mensch
Gen-ID	7100
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 258-404 des humanen TLR5 (O60602) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60602
Proteingewicht	98 kDa
Versand	Eisbeutel