


Anti-Tlr5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60602

Artikelnummer: CM0021751



Einführung

Anti-TLR5 kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen Toll-like-Rezeptor 5 (O60602) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P und ELISA; dieser Antikörper unterstützt die Forschung zur angeborenen Immunität und Entzündungsreaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TLR5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SLE1; TIL3; SLEB1; MELIOS; TLR5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7100
GenID	7100
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 714-858 von menschlichem TLR5 (NP_003259.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Krossreaktivität	Mensch
SWISS	O60602
Proteingewicht	98kDa
Versand	Eisbeutel