


Anti-Tlr6 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2C9

Artikelnummer: CM0025736



Einführung

TLR6 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt endogenes TLR6 in Proben von Mensch und Maus. Ideal für Forschung zur angeborenen Immunität und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TLR6 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CD286; TLR6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10333
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 697-796 von humanem TLR6 entspricht (NP_006059.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y2C9
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Eisbeutel