


Anti-Tlr7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Nyk1

Artikelnummer: CM0013275



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TLR7 (SWISS: Q9NYK1). Validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten-TLR7. Das Immunogen entspricht der extrazellulären Domäne (aa 30-230). Ideal für die Erforschung der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TLR7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMD74; SLEB17; TLR7-like; TLR7
Spezies	Human
GeneID (Human)	51284
GeneID	51284
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-230 von humanem TLR7 enthält (NP_057646.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NYK1
Protein-Gewicht	121kDa
Versand	Eistasche