

Anti-Tlr8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nr97

Artikelnummer: CM0017573



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches TLR8 gerichtet ist und für WB, IF-P, IHC-P und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität und TLR-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TLR8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD288; IMD98; hTLR8; TLR8
Spezies	Mensch
GenID	51311
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 849-1041 von menschlichem TLR8 (NP_619542.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NR97
Proteingewicht	120 kDa
Versand	Eisbeutel