

Anti-Tlr9-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nr96

Artikelnummer: CM0017129



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen den humanen Toll-like-Rezeptor 9 (TLR9/CD289). Validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TLR9-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CD289; TLR9
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	54106
GeneID	54106
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 414-543 des humanen TLR9 (NP_059138.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NR96
Proteingewicht	116 kDa
Versand	Eisbeutel