

Anti-Tmc5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Uxy8

Artikelnummer: CM0021914

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches TMC5 (Transmembrane channel-like protein 5) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA; erkennt eine wahrscheinliche Ionenkanalkomponente. Geeignet für die Membranproteinforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMC5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TMC5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79838
GenID	79838
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 676-760 von menschlichem TMC5 (NP_079056.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6UXY8
Proteingewicht	115kDa
Versand	Eisbeutel