

Anti-Tmed2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15363

Artikelnummer: CM0022154



Einführung

TMED2 Kaninchen polyklonaler Antikörper für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-TMED2, einem wichtigen Regulator des vesikulären Trafficks und der GPCR-Exozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMED2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	p24; P24A; RNP24; p24b1; p24beta1; TMED2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10959
Gen-ID	10959
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 60-170 des humanen TMED2 (NP_006806.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15363
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eispackung