

## Anti-Tmed3 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3Q3

Artikelnummer: CM0024658

### Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes TMED3, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen zu vesikulärem Transport, Golgi-Dynamik und Funktionen des frühen Sekretionswegs.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | TMED3 Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Aliase | p26; P24B; p24g4; C15orf22; p24gamma4; TMED3                                                                                |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                      |
| GenID              | 23423                                                                                                                       |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-180 von humanem TMED3 (NP_031390.1) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie          | Poliklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                         |
| SWISS              | Q9Y3Q3                                                                                                                      |
| Proteingewicht     | 25 kDa                                                                                                                      |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                   |