


Anti-Tmed9-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bvk6

Artikelnummer: CM0026699



Einführung

TMED9 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes TMED9. Zielt auf das p24-Familienprotein ab, das am vesikulären Transport und der Golgi-Retention beteiligt ist, geeignet für die Forschung am sekretorischen Weg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMED9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p25; GMP25; p24a2; HSGP25L2G; p24alpha2; TMED9
Spezies	Mensch
Gen-ID	54732 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-224 von humanem TMED9 (NP_059980.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BVK6
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel