

Kaninchen-Poliklonaler Anti-Tmem100-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nv29

Artikelnummer: CM0020424

Einführung

Hochwertiger kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes TMEM100, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Validiert für die Forschung in der Gefäßbiologie und Schmerzsignalforschung. 14 kDa Transmembranprotein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMEM100 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TMEM100
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55273
GenID	55273
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50 bis zum C-Terminus von humanem TMEM100 entspricht (NP_001093110.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NV29
Proteinmasse	14kDa
Versand	Eisbeutel