

Anti-Tmem119 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Mihc, Elisa - Q4V9L6

Artikelnummer: CM0006833

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TMEM119 (OBIF), validiert für WB, IF-P, IHC-P, mIHC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Knochenbildung, Mikroglia und Spermatogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMEM119 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	OBIF
Spezies	Human
GeneID (human)	338773
GeneID	338773
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem TMEM119
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q4V9L6
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel