

Anti-Tmem119 Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q4V9L6

Artikelnummer: CM0022928

Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humanes TMEM119 (OBIF), geeignet für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. TMEM119 wirkt bei der Osteoblastendifferenzierung und Knochenmineralisation und ist ein Mikroglia-Marker. Vorhergesagtes Molekulargewicht ~29 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMEM119 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	OBIF; TMEM119
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	338773
Gen-ID	338773
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 160-270 des humanen TMEM119 (NP_859075.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q4V9L6
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel