

Anti-Tmem132D Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14C87

Artikelnummer: CM0015866

Einführung

TMEM132D Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem TMEM132D, einem Regulator der neuronalen Morphologie. Ideal für Neurowissenschaften und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMEM132D Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TMEM132D; MOLT; PPP1R153
Spezies	Mensch
GenID	121256
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 730-915 von humanem TMEM132D (NP_597705.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14C87
Proteingewicht	122kDa
Versand	Eisbeutel