


Anti-Tmem147 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bvk8

Artikelnummer: CM0019082



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes TMEM147, validiert für Western Blot und ELISA. Ideal für die Untersuchung der Funktion des Multi-Pass-Translokons-Komplexes und der Insertion von endoplasmatischen Retikulum-Membranproteinen. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMEM147 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	NEDFLPH; NIFIE14; TMEM147
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10430
Gen-ID	10430
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TMEM147 (NP_116024.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BVK8
Proteinmasse	25 kDa
Versand	Eisbeutel