

Polyklonaler Anti-Tmem176B-Kaninchenantikörper Für Wb, Elisa - Q3Ybm2

Artikelnummer: CM0018922

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TMEM176B (LR8, MS4B2). Für WB und ELISA validiert; reagiert mit humanem und murinem TMEM176B. Geeignet für die Erforschung der Reifung dendritischer Zellen und der Entwicklung von Körnerzellen des Kleinhirns.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMEM176B-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	LR8; MS4B2; TMEM176B
Art	Mensch
Gen-ID	28959
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 148-208 des humanen TMEM176B (NP_054739.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q3YBM2
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Kühlakku