

Anti-Tmem18-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96B42

Artikelnummer: CM0023418

Einführung

TMEM18 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichen und Ratten-Proben. Geeignet für die Untersuchung von Transkriptionsrepression, Zellmigration und DNA-Bindungsfunktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMEM18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IncND; TMEM18
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	129787
GenID	129787
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 40-100 von humanem TMEM18 (NP_690047.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q96B42
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel