

Anti-Tmem192 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Iy95

Artikelnummer: CM0002736

Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TMEM192, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch und Ratte. Ideal für die Untersuchung von lysosomalen und späten endosomalen Membranproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMEM192 Kaninchen mAb
Spezies	Mensch
GeneID	201931
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-271 des humanen TMEM192 (NP_001093859.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q8IY95
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel