


Kaninchen-Polyclonales Anti-Tmem2-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uhn6

Artikelnummer: CM0020491



Einführung

Kaninchen-polklonales Antikörper, das auf menschliches TMEM2 (CEMIP2) abzielt, eine Zelloberflächen-Hyaluronidase. Validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Unterstützt Studien zum Hyaluronan-Stoffwechsel und zur Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMEM2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TMEM2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23670
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1150-1250 von menschlichem TMEM2 (NP_037522.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UHN6
Proteingewicht	154 kDa
Versand	Eisbeutel