

Anti-Tmem25-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q86Yd3

Artikelnummer: CM0016056

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TMEM25. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt TMEM25 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur neuronalen Erregbarkeit und zum Abbau von NMDA-Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMEM25-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TMEM25
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	84866
GeneID	84866
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 223-322 des humanen TMEM25 (NP_001137506.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86YD3
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Kühlakku