

Anti-Tmem43 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Btv4

Artikelnummer: CM0003887

Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen TMEM43 (LUMA), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Kernhülle, angeborene Immunität und Hören.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMEM43 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	LUMA; ARVC5; ARVD5; AUNA3; EDMD7; AUNA2; TMEM43
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79188
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-135 von humanem TMEM43 (NP_077310.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BTV4
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel