

Anti-Tmf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P82094

Artikelnummer: CM0024436

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper, der gegen humanes TMF1 (ARA160) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung zu Transkriptionsregulation und retrogradem Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TMF; ARA160; TMF1
Spezies	Mensch
GenID	7110
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 900-1000 von humanem TMF1 (NP_009045.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P82094
Proteingewicht	123kDa
Versand	Eisbeutel