

Anti-Tmlhe Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - Q9Nvh6

Artikelnummer: CM0025352

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes TMLHE, ein mitochondriales Enzym der Carnitin-Biosynthese. Validiert für IF/ICC und ELISA. Ziel ist Trimethyllysin-Dioxygenase; relevant für Stoffwechsel- und Autismusforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMLHE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TMLD; TMLH; BBOX2; AUTSX6; TMLHED; XAP130; TMLHE
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55217
Gen-ID	55217
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 167-376 des humanen TMLHE (NP_001171726.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NVH6
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel