

Anti-Tmod1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P28289

Artikelnummer: CM0027454



Einführung

TMOD1 Kaninchen pAb (P28289) ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Er erkennt humanes, Maus- und Ratten-TMOD1. Tropomodulin-1 kappt die spitzen Enden von Aktinfilamenten. Ideal für Forschung zu Zytoskelett und Aktindynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMOD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	TMOD; ETMOD; D9S57E; TMOD1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7111
GenID	7111
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-359 des menschlichen TMOD1 (NP_003266.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28289
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel