

Anti-Tmod4 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nzq9

Artikelnummer: CM0027544

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes TMOD4, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. TMOD4 ist ein Tropomodulin des Skelettmuskels, das Aktinfilamente kappt und die Dynamik des Zytoskeletts reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMOD4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SK-TMOD; TMOD4
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	29765
GenID	29765
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-345 von humanem TMOD4 (NP_037485.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NZQ9
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel