


Anti-Tmpo-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - P42166 / P42167

Artikelnummer: CM0020610



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TMPO (LAP2). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Erkennt mehrere Isoformen (38–75 kDa). Ideal für Studien zur Kernarchitektur und Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TMPO-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TP; LAP2; CMD1T; LEMD4; PRO0868; TMPO
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7112
Gen-ID	7112
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1–410 des humanen TMPO (NP_001027454.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42166/P42167
Proteingewicht	38 kDa/50 kDa/75 kDa
Versand	Kühlakku