

Anti-Tmprss11A Polykloaner Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Zmr5

Artikelnummer: CM0025350



Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen TMPRSS11A, eine Serinprotease, die an der zellulären Seneszenz beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Zellzyklus und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMPRSS11A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	HESP; ECRG1; HATL1; TMPRSS11A
Spezies	Mensch
Gen-ID	339967
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 300-421 von humanem TMPRSS11A enthält (NP_872412.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykloanale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6ZMR5
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel