

Anti-Tmprss11A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Zmr5

Artikelnummer: CM0013843



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes TMPRSS11A, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für die Forschung zu Zellalterung und Speiseröhrenkrebs. Vorhergesagtes MG 47 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMPRSS11A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HESP, ECRG1, HATL1, TMPRSS11A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	339967
GenID	339967
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 300-421 von humanem TMPRSS11A (NP_872412.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6ZMR5
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel