

Anti-Tmprss2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15393

Artikelnummer: CM0020136



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen TMPRSS2, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt die humane TMPRSS2-Serinprotease, die am viralen Eintritt und an Prostatakrebs beteiligt ist. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMPRSS2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PRSS10; TMPRSS2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7113
Gen-ID	7113
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen TMPRSS2 (NP_005647.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15393
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku