

Anti-Tmprss2 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O15393

Artikelnummer: CM0008949



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes TMPRSS2 (PRSS10) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unterstützt die Forschung zu Wirt-Virus-Interaktionen, Krebs und Proteasenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMPRSS2 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	PRSS10; TMPRSS2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7113
GenID	7113
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TMPRSS2 (O15393) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15393
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel