

Anti-Tmprss6 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q8lu80

Artikelnummer: CM0013743



Einführung

Anti-TMPRSS6 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IF-P und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Zielprotein ist Matriptase-2 für die Erforschung der Eisenhomöostase. Rekombinantes Protein als Immunogen, 90 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TMPRSS6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MT2; IRIDA; TMPRSS6
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	164656
GeneID	164656
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 77-220 des humanen TMPRSS6 entspricht, NP_705837.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IU80
Proteingewicht	90 kDa
Versand	Kühlakku