

Polyklonaler Anti-Tmtc3-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Zxv5

Artikelnummer: CM0017781

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TMTC3 (O-Mannosyltransferase), geeignet für WB und ELISA. Das Immunogen entspricht den Aminosäuren 615-914. Nützlich zur Untersuchung der ER-Stressreaktion und der O-Mannosylierung von Cadherinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMTC3-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	LIS8; SMILE; TMTC3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	160418
GeneID	160418
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 615-914 des humanen TMTC3 (NP_861448.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q6ZXV5
Proteingewicht	104 kDa
Versand	Kühlakku