


Polyklonaler Anti-Tmx1-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H3N1

Artikelnummer: CM0018428



Einführung

Polyklonaler Anti-TMX1-Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-TMX1-Protein (32 kDa). Ideal für die Erforschung der Redoxbiologie und des ER-Stresses.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TMX1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TMX; TXNDC; PDIA11; TXNDC1; TMX1
Spezies	Mensch
GeneID	81542
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 210-280 des humanen TMX1 (NP_110382.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H3N1
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Kühlakku