


Anti-Tnf-A Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P01375

Artikelnummer: CM0007398



Einführung

Spezifischer monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TNF- α (Cachectin, TNFSF2) mit validierten Anwendungen für IHC-P und ELISA. Immunogen: rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 77-233 umfasst. Ideal für die Erforschung von Entzündungen, Krebs und Autoimmunerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNF- α Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF- α
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7124
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 77-233 von humanem TNF- α (NP_000585.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01375
Proteinmasse	26 kDa
Versand	Eisbeutel