

Anti-Tnf-A-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P06804

Artikelnummer: CM0006578



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-TNF- α , validiert für WB und ELISA, erkennt sowohl Maus- als auch Ratten-TNF- α . Ideal für die Forschung zu Entzündungen, Immunantwort und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNF- α -Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	DIF; Tnf α ; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha; TNF- α
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	7124
GeneID	21926
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 80-235 des Maus-TNF- α (NP_038721.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P06804
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku