


Anti-Tnf-A Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P01375

Artikelnummer: CM0005650



Einführung

Hochspezifischer kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes TNF- α (SWISS: P01375), geeignet für WB, IP, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Erforschung von Zytokinen, Apoptose und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNF- α Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF- α
Spezies	Human
GeneID (Human)	7124
GeneID	7124
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 77-233 von humanem TNF- α (NP_000585.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P01375
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel