


## Anti-Tnf-A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01375

Artikelnummer: CM0016171



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TNF- $\alpha$ , validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Nützlich für die Erforschung von Entzündung, Apoptose und Immunregulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktname       | TNF- $\alpha$ Kaninchen pAb                         |
| Bemerkungen/Alias | DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF- $\alpha$ |
| Spezies           | Human                                               |
| GeneID (human)    | 7124                                                |
| GeneID            | 7124                                                |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid                                |
| Herkunft          | Kaninchen                                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                              |
| Anwendung         | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                              |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                  |
| SWISS             | P01375                                              |
| Protein-Gewicht   | 26 kDa                                              |
| Versand           | Eistasche                                           |