


Anti-Tnf-A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01375

Artikelnummer: CM0017885



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TNF- α für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes und murines TNF- α . Geeignet für Entzündungs-, Apoptose- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNF- α Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF- α
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7124
GenID	7124
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 134-233 von humanem TNF- α (NP_000585.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P01375
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel