

Anti-Tnf-Alpha Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P06804

Artikelnummer: CM0004854

Einführung

CamelBios TNF-alpha Kaninchen mAk (Maus-reaktiv) validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Zielgerichtet gegen das 26 kDa TNF-alpha Zytokin, das an Entzündungen, Apoptose und Immunregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNF-alpha Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	7124
Gen-ID	21926
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 80-235 von Maus TNF-α (NP_038721.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06804
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eispackung