

Anti-Tnf Rii/Tnfrsf1B/Cd120B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P25119

Artikelnummer: CM0023952

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus TNF RII/TNFRSF1B/CD120b (TNFRSF1B), validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliche und murine Ziele. Ideal für die Untersuchung von TNF-Signalwegen und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNF RII/TNFRSF1B/CD120b Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p75; TNFBR; Tnfr2; CD120b; TNF-R2; TNFR80; TNFRII; Tnfr-1; TNF-R75; TNF-R-II; TNF-alphaR2; TNFalpha-R2; TNF RII/TNFRSF1B/CD120b
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	7133
Gen-ID	21938
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 23-258 von Maus TNF RII/TNFRSF1B/CD120b (NP_035740.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P25119
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel