

Anti-Tnf α Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P16599

Artikelnummer: CM0023636

Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Ratten-TNF α , validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt TNF-alpha in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Forschung zu Entzündungen, Immunologie und Zelltod.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNF α Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Tnfa; RATTNF; TNF-alpha; TNF α
Spezies	Ratte
GenelD (human)	7124
GenelD	24835
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 80-235 von Ratten-TNF α (NP_036807.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Andere (Breite Bandbreite vorhergesagt)
SWISS	P16599
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel