

Anti-Tnfaip1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13829

Artikelnummer: CM0024667

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TNFAIP1 (Gen-ID 7126), ein BTB/POZ-Adapterprotein, das an der Ubiquitinierung von RhoA beteiligt ist. Geeignet für Western Blot (erwartete Bande bei 36 kDa) und ELISA; unterstützt Untersuchungen zur Regulation des Zytoskeletts und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFAIP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B12; B61; EDP1; BTBD34; hBACURD2; TNFAIP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7126
GenID	7126
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 90-160 von humanem TNFAIP1 (NP_066960.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13829
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel