


Anti-Tnfaip3 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P21580

Artikelnummer: CM0002399



Einführung

Validierter anti-TNFAIP3 Kaninchen-Monoklonalantikörper für Western Blot, IHC Paraffin und ELISA. Erkennt humanes TNFAIP3/A20, ein für die NF-κB-Signalisierung und Entzündungsreaktionen kritisches Ubiquitin-Editing-Enzym. Ideal für Immunologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFAIP3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	A20; AISBL; AIFBL1; OTUD7C; TNFA1P2; TNFAIP3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7128
Gen-ID	7128
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 450-550 von humanem TNFAIP3 (P21580) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P21580
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eisbeutel