


Anti-Tnfaip6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P98066

Artikelnummer: CM0024908



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TNFAIP6 (TSG-6). Geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur extrazellulären Matrix, Entzündung und Knochenumbau.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFAIP6 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TSG6; TSG-6; TNFAIP6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7130
GenID	7130
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-277 von humanem TNFAIP6 (NP_009046.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P98066
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel