


Anti-Tnfaip8L2 (Tipe2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q6P589

Artikelnummer: CM0017960



Einführung

Anti-TNFAIP8L2 (TIPE2) Kaninchen-polyklonaler Antikörper für Mensch, Maus, Ratte für WB, IF/ICC, IP, ELISA. TNFAIP8L2 reguliert die angeborene/adaptive Immunität negativ; hemmt die TCR-vermittelte T-Zellaktivierung und Autolysosomenbildung. Ideal für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFAIP8L2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TIPE2; TNFAIP8L2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79626
GenID	79626
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-184 von menschlichem TNFAIP8L2 (NP_078851.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6P589
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel