

Anti-Tnfr1/Tnfrsf1A Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19438

Artikelnummer: CM0013310



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-TNFR1/TNFRSF1A-Antikörper für Western Blot, IHC, IF/ICC und ELISA. Erkennt TNFR1 von Mensch, Maus und Ratte. Ein unverzichtbares Werkzeug für Studien zu TNF-Rezeptor-Signalwegen und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TNFR1/TNFRSF1A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FPF; p55; p60; TBP1; TNF-R; TNFAR; TNFR1; p55-R; CD120a; TNFR55; TNFR60; TNF-R-I; TNF-R55; TNFR1/TNFRSF1A
Art	Mensch
GenID (Mensch)	7132
GenID	7132
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 345-455 des menschlichen TNFR1/TNFRSF1A (NP_001056.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19438
Proteinmasse	50 kDa
Versand	Eispackung